

Změna metody vyšetření protilátek proti *Mycoplasma pneumoniae*.

MKB laboratoř oznamuje, že od **3. 5. 2024** mění metodu vyšetření protilátek proti *Mycoplasma pneumoniae*. Přecházíme na chemiluminiscenční metodu. Změna zrychlí dostupnost výsledků.

Mění se mezní hodnoty vyšetření i jednotky, není možno je srovnávat s předchozí metodou ELISA. Srovnatelné je hodnocení, tj. negativní, hraniční a pozitivní.

Metoda	Meze		Jednotky
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA, M, G	<18	negativní	U/ml
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA, M, G	18 - 22	hraniční	
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA, M, G	≥ 22	pozitivní	

MUDr. Erika Czyžová

Tel. 580 333 831-35

+420 601 189 519

erika.cyzova@nemocnicesumperk.cz

<http://www.nemocnicesumperk.cz/mikrobiologicka-laborator>